

Kalos TR Trauma


Opieka nad pacjentem w przyjaznym otoczeniu

Kalos TR to sprytne rozwiązanie radiograficzne, przeznaczone do ratownictwa i traumatologii. Elastyczność systemu umożliwia pełny dostęp do pacjenta w każdej procedurze badawczej.



Aparat RTG **Kalos TR Trauma** to rozwiązanie radiografii cyfrowej integrujące lampę RTG na zawieszeniu sufitowym z uchwytem płaskiego panelu detekcyjnego Wi-Fi.

Niska waga, prosta, intuicyjna obsługa i zmniejszone gabaryty aparatury RTG umożliwiają dokładne i szybkie badania radiograficzne w warunkach medycyny ratunkowej, jak również w standardowych procedurach diagnostycznych.



Kalos TR Trauma

*Opieka nad pacjentem
w przyjaznym otoczeniu*



GLÓWNE CECHY

- Zawieszenie sufitowe z ramieniem „U”
- Zintegrowana konsola z ekranem dotykowym
- Szybki i wydajny przepływ pracy
- Detektor Wi-Fi 35 x 43 cm
- Zdejmowana kratka przeciwrozproszeniowa
- System pomiaru dawki DAP
- Opcja statywu ściennego Bucky

Połączenie zaawansowanych technologicznie komponentów, takich jak procesor cyfrowy, generator RTG, kolimator i detektor Wi-Fi, zapewnia wysoką wydajność, doskonałą jakość obrazu i maksymalną oszczędność dawki w każdych warunkach pracy.

Procesor obrazu aparatu RTG Kalos TR jest wyposażony w pełny interfejs użytkownika z ekranem dotykowym i panoramicznym monitorem HD o przekątnej 22".

Funkcja ATH (Anatomic Tissue Harmonization) to algorytm przetwarzania obrazu, dostarczany ze standardową konfiguracją systemu, do obróbki obrazu.



GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A.

Via Partigiani, 25 - 24068 Seriate (BG) ITALIA
<http://www.gmmspa.com>