


# MEDIX



## POLYRAD

Premium

z podłogową kolumną lampy RTG

Funkcjonalność klasycznej obsługi

## Obrazowanie analogowe lub cyfrowe

POLYRAD PREMIUM stanowi rodzinę systemów radiograficznych z cyfrową lub analogową detekcją obrazu.

## Zalety klasycznej konstrukcji

System zawiera

- generator RTG wysokiej częstotliwości
- stacjonarny stół radiograficzny
- statyw do zdjęć odległościowych

Zastosowanie POLYRAD PREMIUM w badaniach

- klatki piersiowej
- układu mięśniowo-szkieletowego
- jamy brzusznej
- urologicznych
- planigraficznych



## Automatyczne pozycjonowanie

- motorowe systemy napędowe poszczególnych elementów zestawu
- szybkie pozycjonowanie do wcześniej zaprogramowanych pozycji
- lampa RTG może automatycznie podążać za detektorami umieszczonymi w stole i statywie
- skrócenie czasu badania i efektywniejsze wykorzystanie urządzenia

## Dodatkowy panel obsługi


Ekran dotykowy na obudowie lampy RTG umożliwia

- wybór rodzaju badania
- wybór parametrów ekspozycji
- sterowanie automatycznym, motorowym pozycjonowaniem aparatu




## Funkcjonalne rozwiązania

- standardowe wyposażenie w stół o regulowanej motorowo wysokości
- najniższa pozycja blatu - jedynie 50 cm od podłogi - znacznie ułatwia pozycjonowanie osób niesprawnych ruchowo



## Dodatkowe funkcje statywu do zdjęć odległościowych

- motorowa zmiana wysokości
- pochylanie panelu detektora



## Wygoda i efektywność

- szerokie możliwości konfiguracyjne
- system autopozycjonowania
- system ruchów nadążnych
- intuicyjna obsługa
- cyfrowy system akwizycji obrazów (DR)

# POLYRAD

Premium



# POLYRAD

Premium

**MEDIX**

ul. Kokoryczki 18, 04-191 Warszawa  
tel. 22 516 98 60  
fax 22 610 37 77  
info@medix.com.pl  
www.medix.com.pl